

Gewichtsstücke M1 können zur Prüfmittelüberwachung nach DIN ISO 9000 (EN 29000) sowie bei jährlicher Überprüfung und Stempelung zur Konformitätsbewertung von Waagen der Genauigkeitsklasse III bis 5000 e eingesetzt werden. Das Datum auf dem Stempel gibt das Jahr der Konformitätsbewertung an, nicht die Gültigkeitsdauer. Die Gültigkeitsdauer beträgt 4 Jahre.

**Hinweis:** Zylindrische Gewichtsstücke der Klasse M1 bis einschließlich 500 g (einzelne Gewichtsstücke oder Sätze) müssen gemäß OIML in einem Kasten mit passenden Aussparungen aufbewahrt werden.



### Gewichtsstücke aus Messing 500

Größe	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>500/1</b>	<b>500/2</b>	<b>500/5</b>	<b>500/10</b>	<b>500/20</b>	<b>500/50</b>
Höhe	mm 5,5	10	13,5	17	20,5	27
Ø	mm 6	6	8	10	13	18
Fehlergrenze	mg ±1	±1,2	±1,5	±2	±2,5	±3

Größe	100 g	200 g	500 g	1000 g	2000 g
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>500/100</b>	<b>500/200</b>	<b>500/500</b>	<b>500/1000</b>	<b>500/2000</b>
Höhe	mm 37,5	47,5	62	80	98,5
Ø	mm 22	28	38	48	60
Fehlergrenze	mg ±5	±10	±25	±50	±100



### Gewichtsstücke aus Guß 510

in Blockform (stapelbar)

Größe	5 kg	10 kg	20 kg	50 kg
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>510/5</b>	<b>510/10</b>	<b>510/20</b>	<b>510/50</b>
Höhe	mm 84	109	139	192
Länge	mm 150 (152)	190 (193)	230 (234)	310 (314)
Breite	mm 75 (77)	95 (97)	115 (117)	155 (157)
Fehlergrenze	mg ±250	±500	±1000	±2500

( ) = Maße an der Oberkante

### Gewichtssätze aus Messing 5210

Im Holzkasten mit Deckel

Bestell-Nr.	Inhalt	Gewichtsstücke
<b>5210/ 500</b>	500 g	1 - 200 g
<b>5210/1000</b>	1000 g	1 - 500 g
<b>5210/2000</b>	2000 g	1 - 1000 g

Zusammensetzung der Gewichtssätze

Inhalt	Zusammenstellung
500 g	1-2-2-5-10-10-20-50-100-100-200 g
1000 g	1-2-2-5-10-10-20-50-100-100-200-500 g
2000 g	1-2-2-5-10-10-20-50-100-100-200-500-1000 g

